


- Disposable safety scalpel
- Einweg-Sicherheitsskalpell
- Disposable veiligheidssscalpel
- Scalpel de sécurité jetable
- Bisturi de seguridad desechable
- Bisturi monouso con sicurezza
- Cabo de bisturi de segurança, descartável
- Disponibel sikkerhetsskalpell
- Engångs säkerhetsskalpell
- Sikkerhedsskalpel til engangsbrug



English - DIRECTION FOR USE

1. Remove Time Out Sleeve™.
2. To disengage safety shield, press down on the button and slide back.
3. To cover the surgical blade, press down on the button and then slide the button forward until the safety shield is locked into place.

Caution:

- Cover the surgical blade with the safety shield prior to disposal.

German - GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Time Out Sleeve™ entfernen.
2. Um den Sicherheitsschutz zu lösen, auf die Taste drücken und zurückschieben.
3. Um die chirurgische Klinge abzudecken, auf die Taste drücken und die Taste nach vorne schieben, bis der Sicherheitsschutz ordnungsgemäß verriegelt ist.

Vorsicht:

- Vor dem Entsorgen die chirurgische Klinge mit dem Sicherheitsschutz abdecken.

Dutch - GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder de Time Out Sleeve™.
2. Om de veiligheidshuls terug te trekken, op de knop drukken en naar achteren schuiven.
3. Om het chirurgisch mesje af te dekken, op de knop drukken en de knop dan vooruit schuiven totdat de veiligheidshuls wordt vergrendeld.

Let op:

- Dek het chirurgisch mesje af met de veiligheidshuls voordat u het weggooit.

French - MODE D'EMPLOI

1. Retirer la Time Out Sleeve™.
2. Pour détacher la protection de sécurité, enfoncer le bouton et le glisser vers l'arrière.
3. Pour couvrir la lame chirurgicale, enfoncer le bouton, puis glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce que la protection de sécurité soit verrouillée en place.

Précautions :

- Couvrir la lame chirurgicale avec la protection de sécurité avant de la jeter.

Spanish - INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Retirar el envoltorio Time Out Sleeve™.
2. Para quitar el protector de seguridad, presionar el botón y deslizarlo hacia atrás.
3. Para cubrir la hoja, presionar el botón y deslizarlo hacia adelante hasta que el protector de seguridad quede encajado.

Precauciones:

- Cubrir la hoja con el protector de seguridad antes de desecharla.

Italian - ISTRUZIONI PER L'USO

1. Togliere la protezione Time Out Sleeve™.
2. Per aprire lo schermo di sicurezza occorre premere il pulsante e farlo scorrere verso il retro.
3. Per coprire la lama chirurgica è necessario premere il pulsante e spingerlo in avanti fino a quando lo schermo di sicurezza si blocca nel punto corretto.

Attenzione:

- Coprire la lama chirurgica con lo schermo di sicurezza prima di smaltirla.

Portuguese - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Retire a Time Out Sleeve™.
2. Para desengatar a protecção de segurança, prima no botão e faça deslizar para trás.
3. Para proteger a lâmina cirúrgica, prima o botão e, em seguida, faça deslizar o botão para a frente até que a protecção de segurança fique bloqueada no lugar.

Atenção:

- Cubra a lâmina cirúrgica com a protecção de segurança antes de proceder à sua eliminação.

Norwegian - RETNINGSLINJER FOR BRUK

1. Fjern Time Out Sleeve™.
2. For å deaktivere sikkerhetsvernet, trykk ned på knappen og skyv tilbake.
3. For å dekke det kirurgiske bladet, trykk ned på knappen og deretter skyv knappen forover til sikkerhetsvernet er låst på plass.

Advarsel:

- Dekk det kirurgiske bladet med sikkerhetsvernet før avhending.

Swedish - BRUKSANVISNING

1. Ta bort Time Out Sleeve™.
2. Koppla loss säkerhetsskyddet genom att trycka ner på knappen och föra bakåt.
3. Täck det kirurgiska bladet genom att trycka ner på knappen och sedan föra knappen framåt tills säkerhetsskyddet är låst på plats.

Obs!

- Täck det kirurgiska bladet med säkerhetsskyddet innan du slänger bladet.

Danish - BRUGSANVISNING

1. Fjern Time Out Sleeve™.
2. Tryk ned på knappen og træk tilbage for at frigøre sikkerhedsskærmen.
3. Tryk ned på knappen og skub fremad for at dække den kirurgiske kniv. Skub derefter knappen fremad igen indtil sikkerhedsskærmen fastlåses.

Forsigtig:

- Tildæk den kirurgiske kniv med sikkerhedsskærmen forud for bortskaftelse.

Manufactured for

 Sandel Medical Industries, LLC
19736 Dearborn Street, Chatsworth, CA 91311 USA
1-818-534-2500. www.sandelmedical.com

 Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague, The Netherlands

